

包号	本包的名称	数量	预算金额(万元)
1	检验科试剂耗材	1 批	254.93
备注	1、是否接受进口产品：部分接受 2、是否免税：否 3、交货期：订单生成后7个工作日内。 4、交货地点：北京交通大学医院检验科 5、验收要求：按照技术参数逐条进行验收，双方签署验收报告。 6、质保期：自试剂或耗材验收之日起6个月以上。 7、售后服务标准：免费项目参数标定，试剂出现问题2小时之内响应，24小时内解决，必要时提供应急试剂或耗材完成当前试验任务；根据项目实际情况提供售后服务保证承诺，需要提交售后服务方案。		

品目	名称	技术参数	数量	是否接受进口产品
1	乙型肝炎病毒表面抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：10孔平行检测浓度值为1.5IU/ml样本，CV%≤10% (2) 线性：在0.05IU/ml-250IU/ml范围内，线性相关系数不低于0.99 (3) 规格：100人份/盒 (4) 运输和保存温度2-8℃ (5) 实际有效期不少于12个月	156 盒	不接受进口试剂
2	乙型肝炎病毒表面抗体定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：10孔平行检测浓度值为100mIU/ml样本，CV%≤10% (2) 线性：在5-1000mIU/ml范围内，线性相关系数不低于0.99 (3) 规格：100人份/盒 (4) 运输和保存温度2-8℃ (5) 实际有效期不少于12个月	156 盒	不接受进口试剂
3	乙型肝炎病毒e抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不高于15.0% (2) 线性：在0.1-200PEIU/ml范围内，线性相关系数不低于0.99 (3) 规格：100人份/盒 (4) 运输和保存温度2-8℃ (5) 实际有效期不少于12个月	36 盒	不接受进口试剂
4	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不高于20.0% (2) 线性：在0.12-4.5PEIU/ml范围内，线性相关系数不低于0.99 (3) 规格：100人份/盒	36 盒	不接受进口试剂

		(4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月		
5	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性:变异系数不高于 20.0% (2) 线性: 在 0.6-45PEIU/ml 范围内, 线性相关系数 $r \geq 0.99$ (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	36 盒	不接受进口试剂
6	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (2) 最低检出限: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	30 盒	不接受进口试剂
7	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (2) 最低检出限: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	30 盒	不接受进口试剂
8	丙型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (2) 最低检出限: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	32 盒	不接受进口试剂
9	甲型肝炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 变异系数不高于 15.0% (2) 最低检出限: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	30 盒	不接受进口试剂
10	戊型肝炎病毒	(1) 精密性: 变异系数不高于 15.0%	30 盒	不接受

	IgM 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(2) 最低检出限: 符合中国食品药品检定研究院或企业最低检出限参考品的要求 (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月		进口试剂
11	系统清洗液	(1) 规格: 10ml*12 瓶/盒 (2) 运输和保存温度: 室温 (3) 有效期: 不少于 12 个月	40 盒	不接受进口试剂
12	1 号反应杯	(1) 规格: 1000 支/包 (2) 运输和保存温度: 室温 (3) 有效期: 不少于 3 年	160 包	不接受进口试剂
13	清洗液	(1) 规格: 500ml*4 瓶/盒 (2) 运输和保存温度: 室温 (3) 有效期: 不少于 24 个月	44 盒	不接受进口试剂
14	全自动免疫检验系统用底物液	(1) 规格: 110ml*2 套/盒 (2) 运输和保存温度: 2-8℃ (3) 有效期: 不少于 18 个月	44 盒	不接受进口试剂
15	样本稀释液	(1) 规格: 250ml*4 瓶/盒 (2) 运输和保存温度: 室温 (3) 有效期: 不少于 24 个月	16 盒	不接受进口试剂
16	甲胎蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 变异系数不大于 10.0% (2) 最低检出限: 不大于 1.8ng/mL (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	136 盒	不接受进口试剂
17	癌胚抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 变异系数不大于 10.0% (2) 最低检出限: 不大于 0.5ng/mL (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	136 盒	不接受进口试剂
18	前列腺特异性抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 变异系数不大于 10.0% (2) 最低检出限: 不大于 0.1ng/mL (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	50 盒	不接受进口试剂
19	游离前列腺特异性抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法)	(1) 精密性: 变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限: 不大于 0.05ng/mL (3) 规格: 100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	50 盒	不接受进口试剂

20	肿瘤标志物质控品（水平2）	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：6 瓶/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 有效期不少于 24 个月	2 盒	不接受进口试剂
21	肿瘤标志物质控品（水平3）	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：6 瓶/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 有效期不少于 24 个月	2 盒	不接受进口试剂
22	促甲状腺激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 0.005uIU/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	150 盒	不接受进口试剂
23	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 0.2pmol/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	150 盒	不接受进口试剂
24	游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 2.5pmol/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	150 盒	不接受进口试剂
25	甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 10IU/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	50 盒	不接受进口试剂
26	甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 2IU/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃	50 盒	不接受进口试剂

		(5) 实际有效期不少于 12 个月		
27	内分泌质控品 II(水平 1)	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 6 瓶/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 有效期 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
28	内分泌质控品 II(水平 2)	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 6 瓶/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
29	内分泌质控品 (水平 3)	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 6 瓶/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
30	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 中水平	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 20 支/盒 (3) 储存条件: -20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
31	丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 低水平	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 20 支/盒 (3) 储存条件: -20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
32	梅毒特异性抗体检测用质控品 中水平	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 20 支/盒 (3) 储存条件: -20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
33	梅毒特异性抗体检测用质控品 低水平	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于 15.0%; 瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格: 20 支/盒 (3) 储存条件: -20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
34	人类免疫缺陷病	(1) 重复性: 瓶内重复性 CV 不高于	4 盒	不接受

	毒抗体检测用质控品中水平	15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月		进口试剂
35	人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
36	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
37	乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品中水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
38	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
39	乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品中水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
40	乙型肝炎病毒 e 抗原检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
41	乙型肝炎病毒 e 抗原检测用质控品中水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0%	4 盒	不接受进口试剂

		(2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月		
42	乙型肝炎病毒 e 抗体检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 15.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
43	乙型肝炎病毒 e 抗体检测用质控品中水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 10.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
44	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品低水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 15.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
45	乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品中水平	(1) 重复性：瓶内重复性 CV 不高于 15.0%；瓶间重复性 CV 不高于 15.0% (2) 规格：20 支/盒 (3) 储存条件：-20℃ (4) 有效期不少于 24 个月	4 盒	不接受进口试剂
46	▲清洗液	(1) 规格：6*2000ml/箱 (2) 储存条件：室温 (3) 有效期不少于 4 年	8 箱	接受进口试剂
47	总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (5) 最低检出限：不高于 0.2pmol/mL (2) 规格：100 人份/盒 (3) 运输和保存温度 2-8℃ (4) 实际有效期不少于 12 个月	30 盒	不接受进口试剂
48	甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）	(1) 精密性：变异系数不大于 15.0% (2) 最低检出限：不高于 0.2pmol/mL (3) 规格：100 人份/盒 (4) 运输和保存温度 2-8℃ (5) 实际有效期不少于 12 个月	30 盒	不接受进口试剂

