

中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

血液分析仪

自动血液分析仪, [血细胞分析仪](#) 由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售! 孚光精仪精通光学, 服务科学, 欢迎垂询。

自动血液分析仪完全触摸屏操作设计, 2 个计算通道。

自动血液分析仪特色

- *血液分析仪 20 个参数+3 个直方图;
- *血细胞分析仪 2 个计数通道, 3-part differentiation of WBC;
- *自动血液分析仪双计算模式: 预稀释和全部血液;
- *血液分析仪每小时检测 60 个样品;
- *血细胞分析仪存储高达 50000 个样品结果;
- *自动血液分析仪内置热记录器, 外置打印机可选;
- *血液分析仪 10.4TFT 高级彩色 LCD 触摸屏;

更多血细胞分析仪, 自动血液分析仪请浏览网页:

<http://www.felleschina.com/gallery-154.html>

Email: info@felles-photonic.com 或 optikschina@gmail.com

Tel: 4006-118-227, 021-51877350, 022-27056775

血液分析仪采样体积: 预稀释血液 20 微升, 全部血液 9.8 微升 (可选);

血细胞分析仪检测效率: 60 样品/小时;

自动血液分析仪内存: 35000 个测量结果;

血液分析仪精度: WBC(10⁹/L): 2.0% (7.0-15.0), RBC(10¹²/L): 1.5%, PLT(10⁹/L):
4.0%, MCV(fL): 0.4%, HGB(g/L): 1.5%

血细胞分析仪显示: 大尺寸彩色 LCD 屏分辨率 800x600, WBC, PRC 和 PLT 直方图;

自动血液分析仪输入/输出: USB, RS232, 串行接口;

血液分析仪电力要求: AC110-220V, 50/60HZ, 2A

血细胞分析仪, 自动血液分析仪尺寸: 436x363x367mm, LxWxH;

血液分析仪, 血细胞分析仪, 自动血液分析仪重量: 18 千克

血液分析仪和欧洲进口的血细胞分析仪, 是完全触摸屏操作设计, 2 个计算通道, 双计算模式, 预稀释和全部血液, 内置热记录器, 外置打印机可选。



中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

自动动物血液分析仪

自动动物血液分析仪, [动物液分析仪](#) 由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售！孚光精仪精通光学, 服务科学, 欢迎垂询。

自动动物血液分析仪特色

*动物血液分析仪 12 个预定动物设定（狗，猫，马，猪，奶牛，兔子，山羊，大老鼠，小老鼠，水牛，骆驼，绵羊）；

*自动动物血液分析仪 3-part differentiation of WBC: 19 个参数+3 个柱状图；

*动物血液分析仪 吞吐量/检测速度：<=2 分钟/样品；

*动物血液分析仪 可存储高达 35000 个样品结果；

*自动动物血液分析仪 内置热记录器, 外置打印机可选；

*动物血液分析仪 自动反向清洗；

*动物血液分析仪 彩色 LCD 屏显示；

更多动物血液分析仪请浏览网页：<http://www.felleschina.com/gallery-154.html>

Email: info@felles-photonic.com 或 optikschina@gmail.com

Tel: 4006-118-227, 021-51877350, 022-27056775

自动动物血液分析仪参数：

WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT; WBC 直方图, RBC 直方图, PLT 直方图；

自动动物血液分析仪 采样体积：预稀释血液 20 微升, 全部血液 9-20 微升（可选）；

自动动物血液分析仪 检测效率：>=30 样品/小时；

动物血液分析仪 内存：35000 个测量结果；

动物血液分析仪 精度：WBC(10/L): 2.0%, PBC: 1.5%, PLT: 4.0%, MCV(fL): 0.5%, HGB(g/L): 1.5%

自动动物血液分析仪 显示：大尺寸彩色 LCD 屏分辨率 800x600, WBC, PRC 和 PLT 直方图；

动物血液分析仪 输入/输出：USB, RS232, 串行接口；

动物血液分析仪 电力要求：AC110-240V, 50/60HZ, 2A

尺寸：273x420x415mm, LxWxH；

重量：16 千克

动物血液分析仪和欧洲进口的自动动物血液分析仪, 可存储高达 35000 个样品结果, 内置热记录器, 外置打印机可选, 自动反向清洗。



中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellesoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

自动血液分析仪

自动血液分析仪,血液分析仪由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售！孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询。

自动血液分析仪特色:

自动血液分析仪操作简单方便,防止血液碎沫带出

血液分析仪具有 Blood test 和 Prediluted Blood 模式

血液分析仪自动自诊断和报警功,内部实时检测系统

血液分析仪自动 24 小时可用功能

更多自动血液分析仪,血细胞分析仪请浏览网页:

<http://www.felleschina.com/gallery-154.html>

Email: info@felles-photonic.com 或 optikschina@gmail.com

Tel:4006-118-227, 021-51877350, 022-27056775

自动血液分析仪技术参数

自动血液分析仪型号: H7021

血液分析仪自动化与否:全自动

自动血液分析仪测试能力 60 测试/新哦啊好似

自动血液分析仪参数 WBC,LY,MO,GR,LY%,MO%,GR%

PRC,HCT,MCV,RDW-SD,RDW-CV,MCH,MCHC

PLT,MPV,PCT,PDW,HGB

WBC 柱状图,PBC 柱状图,PLT 柱状图

自动血液分析仪测量原理电阻,光度分析

血液分析仪样品体积 10 微升 (whole blood) 20 微升 (prediluted blood)

血液分析仪存储 2000000 个结果

自动血液分析仪显示 LCD 显示屏显示所有样品读取结果

血液分析仪打印机内置热敏打印机或外置打印机接口

自动血液分析仪数据输入键盘或鼠标

自动血液分析仪输出 RS-232, USB,

血液分析仪 QC QC 程序计算 X,SD,CV%

血液分析仪语言英语

血液分析仪电力要求 220VAC/50Hz 或 110VAC/60

自动血液分析仪尺寸 43x32x50.5cm,重量 20Kg,精度 (CV%)

WBC<2.0% PBC<=1.5% PCT<=3.0%

PLT<4.0% HGB<1.5% MPV<=3.0%

HCT<=2.0% MCV<1.0% PDW<=2.0%

MCH<=2.0% MCHC<=2.0%

自动血液分析仪和欧洲进口的血液分析仪,操作简单方便,具有 Blood test 和 Prediluted Blood 模式,自动自诊断和报警功能。

孚光精仪 www.felleschina.com

